


# TLC-densitometric analysis

## 分析条件

データファイル名 : TLC gangliosides20070119 -2.crm  
解析ファイル名 :  
チャンネル番号 : 1  
分析時間 : 3.1 min  
取込間隔 : 200 msec  
データ保存場所 : d:\chromato-pro\  
分析日時 : Fri Jan 19 16:09:22 2007  
コメント :



## 計算結果

No.	Rt(min)	ピーク名	面積	面積(%)	高さ	NTP	対称性	分離度
1	0.30		15547.600	5.6570	3842	124.3	-----	1.569
2	0.50		32137.400	11.6932	5803	184.4	-----	0.755
3	0.61		17974.800	6.5401	3321	287.3	-----	0.965
4	0.78		72095.800	26.2321	8899	211.5	-----	0.954
5	1.04		26010.600	9.4640	2143	166.1	-----	0.997
6	1.32		36991.400	13.4594	4116	488.0	-----	1.202
7	1.60		14731.800	5.3602	1686	761.6	-----	2.073
8	1.99		6155.800	2.2398	1164	3202.8	-----	0.976
9	2.20		53192.600	19.3542	4999	964.0	-----	-----
			274837.800	100.0000	35973			